

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

WYJASNIENIA TREŚCI SWZ - sprostowanie do odpowiedzi pytanie nr 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz dla Pracowni Hemodynamiki (Ogłoszenie nr 2026/BZP 00489680/01 z dnia 2026-10-15).

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące pytanie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści dystalną średnicę zewnętrzną cewnika (distal shaft) $\leq 2,7F$

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w części 5 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

"Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego

Dostępny w średnicach 5,5F, 6F w wersji standardowej i przedłużonej.

Długość użytkowa 150 cm

Długość przedłużającego segmentu RX - 25 cm dla każdej średnicy cewnika.

Światło wewnętrzne cewnika: 0,051" dla cewnika 5,5F, 0,056" dla cewnika 6F.

Średnica zewnętrzna 1,60mm dla 5,5F oraz 1,70mm dla 6F.

Markery zewnętrzne umieszczone 95 oraz 105 cm od końca dystalnego.

Nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich końcówka o długości 2mm.

Pokrycie silikonem części dystalnej cewnika.

Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F."?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w części 5 poz. 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta zgodnie z opisem:

Cewnik balonowy pół-podatny

Lek: Paclitaxel

Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate)

Sposób nanoszenia leku: mikropipetą otwartego balonu

Dawka leku: 3 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$

Konstrukcja hypotube

Materiał SCP (polimer semikrystaliczny)

Złożenie trójzakładkowe

Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30 mm

Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Crossing profile: 0,845 mm (0,033") dla cewnika 3,0 mm

System przenoszenia siły typu EFT

Ciśnienie nominalne (NP): 7 atm

Ciśnienie RBP: 13 atm ($\varnothing$ 2,0 – 3,5 mm) oraz 12 atm ($\varnothing$ 4,0 mm)

Shaft proksymalny: 2.0F

Shaft dystalny: 2.5F ($\varnothing$ 2,0 – 3,5 mm) oraz 2.6F ($\varnothing$ 4,0 mm)

Dwa markery na każdym z końców balonu, wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu

Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F

Kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F (0,070") dla dwóch balonów max. 3,5 mm

Udokumentowane utrzymywanie się leku w ścianie naczynia przez co najmniej 6 dni

Udowodniona skuteczność w leczeniu restenozy w stencie w badaniu klinicznym typu non-inferiority w porównaniu ze stentem nowej generacji z biodegradowalnym polimerem oceniana jako LLL (late lumen loss – późna utrata światła naczynia) w 6. miesiącu obserwacji (LLL = 0,05mm)

Udowodniona skuteczność kliniczna w badaniu RCT- wskaźnik TLF (Target Lesion Failure) porównywalny ze stentem nowej generacji z biodegradowalnym polimerem w 18 miesięcznej obserwacji

Udowodniona skuteczność w grupie pacjentów STEMI w 9. miesiącu obserwacji (FFR = 0,92; LLL = 0,05mm)

Wskazania umieszczone w IFU: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach, ostra niedrożność naczyń, bifurkacje, cukrzyca?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 7 – zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika o proksymalnej średnicy zewnętrznej cewnika (proximal shaft) $\leq$ 2.1 F. Jest to minimalna różnica w stosunku do wymaganego 2.0 - pozostałe parametry zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik o proksymalnej średnicy zewnętrznej cewnika (proximal shaft) $\leq$ 2.1 F. Pozostałe parametry zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Dyrektor WSS w Olsztynie